

DYNACELL



Das Wechseldruck-
system zur Prophylaxe und
Behandlung von Dekubitus Stadium I nach EPUAP

- ➔ Einfache Bedienung
- ➔ Geringes Geräuschniveau
- ➔ Einstellbereich 40 - 140 kg
- ➔ Hochwertiges, langlebiges Zellmaterial

Dynacell

Das Wechseldrucksystem zur Prophylaxe und Behandlung von Dekubitus Stadium I

Die Steuereinheit:

Die leicht bedienbare Steuereinheit ist stufenlos regulierbar für ein Patientengewicht zwischen ca. 40kg bis ca. 140kg.

Das Betriebsgeräusch ist besonders leise und in keiner Weise störend für Patienten oder Angehörige. Durch die universellen Haltebügel kann die dynamisch geformte Steuereinheit einfach auf fast jedes Krankenbett installiert werden.

Die Matratze:

22 einzelne, großzellige Luftkammern garantieren ein angenehmes Liegen ohne Druckspitzen.

Der automatische Wechseldruck führt zu einer optimalen Druckentlastung. Durch den hygienischen, atmungsaktiven und flüssigkeitsdichten Inkontinenzbezug wird die Haut des Patienten trocken gehalten.

Mit dem optionalen Schaumstoff als Untermatratze können Sie entscheiden, ob die Dynacell als Auflage oder als Matratzenersatz eingesetzt wird. Die Gurtschlaufen in Längsrichtung gewähren einen sicheren Halt und Stabilität der Luftkammern.



Technische Daten - Steuergerät

Maße: ca. 25 x 12,5 x 8,5 cm
Gewicht: 1,4 kg
Zykluszeit: 9,6 min, 4,5 l/min
Druckbereich: 50-105mmHG
Netzanschluß: 230V, 50 Hz, 0,05A

Technische Daten - Matratze

22 Luftkammern
Maße: 200 x 83 x 8,5 cm (ohne
Schaumstoffunterlage)
Gewicht: 2,4 kg

Max. Patientengewicht: 140 kg

Bestellnummer: Dyn001022



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten
© Sunmed 2024 / SM-DYNA-24V01