

# GEL SEAT<sup>clinic</sup>

GEL-Sitzkissen Dekubitustherapie mit System!



Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur  
Schmerztherapie

Bis Stadium 4  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Bezug einfach zu  
desinfizieren



*A Breuer*  
Annabel Breuer  
Nationalspieler  
-Rollstuhlbasketball-



**Funke**  
MEDICAL

## PU-Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 95°
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig\*

Ultraschall verschweißte Nähte

Wasserdichter und dennoch atmungsaktiver Bezug


Anatomischer Bodyshape gewährleistet eine ideale Sitzposition

Reißverschluss-überdeckung

Anti-Slip-Unterseite

Einzigartige GELTOUCH®-Technologie mit Cooling-Effekt

Hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern: Oberplatte aus GELTOUCH®-Foam



MIT COOLING-EFFEKTI



Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	G-SEATCL3840
40 x 40 x 8	G-SEATCL4040
40 x 42 x 8	G-SEATCL4042
41 x 46 x 8	G-SEATCL4146
42 x 40 x 8	G-SEATCL4240
42 x 42 x 8	G-SEATCL4242
42 x 44 x 8	G-SEATCL4244
42 x 46 x 8	G-SEATCL4246
42 x 52 x 8	G-SEATCL4252
45 x 42 x 8	G-SEATCL4542

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
45 x 44 x 8	G-SEATCL4544
45 x 46 x 8	G-SEATCL4546
46 x 51 x 8	G-SEATCL4651
48 x 42 x 8	G-SEATCL4842
48 x 44 x 8	G-SEATCL4844
48 x 46 x 8	G-SEATCL4846
50 x 42 x 8	G-SEATCL5042
51 x 44 x 8	G-SEATCL5144
51 x 46 x 8	G-SEATCL5146
52 x 52 x 8	G-SEATCL5252



Offenerporiger atmungsaktiver Gelouch® -Foam + HR-Foam



Autoklavierbar



Bezugsmaterial viren- und bakterienresistent gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Optimierte Druckentlastung



Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung MDR2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 591 (d1 + d2) C0B5



Patentgewicht 20 bis 120 kg

\* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

\* Details siehe Bedienungsanleitung.

Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten © Sunmed 2024 / SM-GEL-24V02

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH  
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf  
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien  
Internet: [www.sunmed.at](http://www.sunmed.at) - Email: [office@sunmed.at](mailto:office@sunmed.at)  
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 699 22 99 888