

SUNMED Lotus alpha

... liegen wie auf Luft!



✓ Prophylaxe und Therapie bei mittlerem Risiko

✓ Wirksame Druckentlastung bis 140 kg Körpergewicht

✓ Bezug aus atmungsaktivem, bi-elastischem Material

✓ Selbsterklärendes Bedienfeld, einfache Handhabung

✓ Elastisches Gurtsystem zum Fixieren auf der Bettmatratze

Bedienfeld



17 Querzellen für mehr Patientenkomfort
Durch Füllung und Entleerung der Querzellen in regelmäßigen Zyklen wird die wirksame Druckentlastung bis zu einem Patientengewicht von 140 kg garantiert.

Selbsterklärendes Bedienfeld
Einfache Symbole zeigen die Funktionen der LOTUS alpha an. Niedriger Energieverbrauch.

Transportmodus ohne Druckverlust durch Schnellkupplungen. Die Wechselladung bleibt gefüllt und trägt den Patienten.

Zellen



Vorteile

- ✓ Bezug aus bi-elastischem, atmungsaktivem Material
- ✓ 17 einzeln austauschbare Zellen aus robustem Nylon / Polyurethan
- ✓ Elastisches Gurtsystem zum Fixieren auf der Bettmatratze
- ✓ Matratzenauflagehöhe 12 cm
- ✓ Patientengewicht bis 140 kg
- ✓ Transportmodus durch Schnellkupplungen
- ✓ Aggregat leise, vibrationsarm, einfach zu bedienen
- ✓ Druckeinstellung auf Patientengewicht
- ✓ Niederdruck-/Stromausfallalarm
- ✓ CPR-Funktion

Transportmodus



Technische Daten:

Matratzenauflage:
Abmessungen: 200 x 90 x 12 cm (L x B x H)
Material Zelle: 100% Nylon / 100% Polyurethan
Material Bezug: 100% Polyurethan
100% Polyester
Gewicht: 5,0 kg
Patientengewicht: bis 140 kg
Aggregat:
Abmessungen: 28,5 x 27,5 x 13 cm (L x B x H)
Gewicht: 2,4 kg
Zyklusdauer: 12 min.
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
Stromaufnahme: 10-15 Watt

CPR-Funktion



Bestellnummer: LOA 200 140