

MaxxComfort

Relaxen mit optimalem Liegekomfort!

Optimale Körperanpassung und stabile Lagerung durch spezielle Schnitttechnik und hochelastischen Spezialschaumkern. Der spezifische 3D-Würfelschnitt wirkt in allen Problemzonen druckentlastend. Die stabilisierende Unterseite garantiert perfekte Stützkraft. Der eingesetzte, offenporige, atmungsaktive Spezialschaumkern sorgt in jeder Situation für das richtige Schlafklima. Auf Wunsch auch in 3-teiliger Ausführung oder mit Randzonenverstärkung lieferbar.


Kern

- Atmungsaktiver, formstabiler Spezialschaumkern
- Keine Bildung unangenehmer Gerüche
- 3D-Formschnitt für sensible Körperanpassung
- Optimale Absenkung der Körperschwerpunkte
- Überdurchschnittlich langlebige formstabile Qualität
- Ökologisch hergestellt, FCKW-frei, antiallergisch
- Entspricht Ökotex Standard 100

Standardmaß: 90x200 cm – in allen Größen lieferbar
Matratzenhöhe ca. 14 bzw. 16 cm (je nach Bezug)

Inkocare-Bezug

Der Inkocare-Matratzenbezug schließt die Matratze vollständig ein und bietet so einen besonderen Schutz für Patienten und Matratze. Er ist extrem leicht und atmungsaktiv und gewährleistet ein gesundes Schlafklima. Durch den dreiseitigen Reißverschluss ist der Matratzenbezug jederzeit leicht zu wechseln. Eine großzügige Überlappung des Bezuges über dem Zipf sorgt zusätzlich für Hygiene und Langlebigkeit.



Inkocare-Bezug Techn. Daten

- Wasser-, Blut- und Urinundurchlässig lt. DIN 53866
- Flammhemmend lt. BS6807:CRIB5 und DIN 54333
- Antibakteriell
- Wasserdampfdurchlässig lt. DIN 53122
- Schimmelbeständig
- Biokompatibel lt. ISO 10993-5 Grad 1
- Waschbar bis 95°C
- Flächendesinfektionsmittelbeständig

Standard-Bezug Techn. Daten

- Hochwertiger Doppeltuchbezug mit 200g/m² Klimafaser
- Einfach abnehmbar durch Rundumreißverschluss
- Waschbar bis 60°C, allergikertauglich
- Entspricht Ökotex Standard 100
- Angenehm weiches und trockenes Schlafklima
- Hohes Feuchtigkeitsaufnahmevermögen
- Knitterfrei, schnelltrocknend, keine Pillinbildung

Bestell-Nummer	Bezeichnung
RS 7511201	Matratze mit Inkocare-Bezug
RS 7511202	Matratze mit Standard-Bezug



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

REGINA
Schlafkomfort.

