

PRODUKT DES JAHRES

SUNMED

RotoFlex®



Aufstehen mit dem ROTOFLEX® -
ein Schritt in die Selbstständigkeit

Das ROTOFLEX® ist ein innovatives Pflegebett, welches zur Verbesserung der Lebensqualität, Eigenständigkeit, Komfort und Mobilität der Patienten entwickelt wurde. Es ermöglicht Betroffenen, ohne fremde Hilfe auf-zustehen – so bleibt die Eigenständigkeit erhalten und das Verlassen des gewohnten Umfelds wird vermieden.

Das gewohnte private Umfeld
des Patienten bleibt erhalten.

Das ROTOFLEX® erfüllt alle Funktionen eines vollwertigen Pflegebettes. Es ist freistehend, standsicher und neigungsstabil. Bei der Verwendung im Doppelbett hat der Pfleger von allen Seiten Zugang zum Patienten, weil die Liegefläche in der gedrehten Position komplett waagrecht gestellt werden kann. Das Aufstehbett ist wahlweise links- oder rechtsdrehend erhältlich.

SUNMED

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden-Notfall-Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464



Das ROTOFLEX® P ist als freistehendes Pflegebett erhältlich und kann in verschiedenen Ausführungen geordert werden. Die Drehrichtung nach links oder rechts wird werkseitig voreingestellt.



Das ROTOFLEX® P 250 ist breiter als die Standardvariante. Der zusätzlich verbaute Motor verleiht der verstärkten Konstruktion mehr Kraft. Die Liegefläche hat eine Breite von einem Meter und schafft ausreichend Platz für Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 200 Kilogramm.

Das ROTOFLEX® P 300 hat eine extra-breite Liegefläche von 120 cm, die verstärkte Rahmenkonstruktion und die stärkeren Antriebsmotoren sorgen für eine sichere Mobilisation des Patienten.



Das ROTOFLEX® E anstelle des Lattenrosts in das heimische Einzel- oder Doppelbett integriert, lässt sich kaum von einem handelsüblichen Bett unterscheiden.



Das ROTOFLEX® LOW ist aufgrund seiner niedrigen Liegeflächenhöhe auch für kleine Menschen geeignet. In der niedrigsten Position ist die Liegefläche nur 32 cm vom Boden entfernt – so können kleine Menschen komfortabel sitzen und den Boden beim Aufstehen mit ihren Füßen sicher erreichen. Das ROTOFLEX® LOW ist so konzipiert, dass er besonders leicht zerlegt und transportiert werden kann.

RUFEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE!