

PRODUKT DES MONATS

SUNMED



RELAX Sitzkissen

Rollstuhlsitzkissen mit optimaler Druckreduktion!

Optimale Druckreduktion durch Gel, Schaumstoff und Luft

1 Sitzkissen GELCELL

Das Gelcell Sitzkissen ist eine einzigartige Kombination aus Luftkammern und Geltechnologie

- Spezieller Einsatz für Hochrisikobenutzer
- 34 untereinander verbundene Luftkammern, jede einzelne mit einer Gelaufflage, teilen das Gewicht optimal auf
- Individuelle Druckeinstellung über ein eigenes Ventil sorgt für Sicherheit und effektive Druckreduktion über die gesamte Sitzfläche
- Das Sitzkissen ist leichtgewichtig und durch die Würfelstruktur gut durchlüftet
- Der Überzug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und mit einer Anti-Rutsch-Unterlage ausgestattet
- Optimale Positionierung durch Beschriftungen vorne/hinten sowie oben/unten
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Geeignet bis zu einem maximalen Körpergewicht von 130 kg
- Ersatzüberzüge lieferbar

2 Sitzkissen EASY

Geeignet für alle Patienten mit mittlerem oder hohem Dekubitusrisiko

- Keine Ober- bzw. Unterseite, rundherum verwendbar, daher das ideale Kissen als Grundausstattung für Pflegeheime und Spitäler
- Einfachste Handhabung, kann nicht falsch verwendet werden
- Leichtgewichtig durch die Kombination von FloGel und Schaumstoff
- Der Überzug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und mit einer Anti-Rutsch-Unterlage ausgestattet
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Geeignet bis zu einem maximalen Körpergewicht von 130 kg

3 Sitzkissen TRIO

Ein leichtgewichtiges Sitzkissen für Anwender mit mittlerem Risiko

- Kombination aus FloGel (2 Bereiche) und Schaumstoff
- Anatomisch geformt
- Keine Vorder- oder Rückseite, kann beidseitig verwendet werden
- Der Überzug ist bi-elastisch, atmungsaktiv und mit einer Anti-Rutsch-Unterlage ausgestattet
- Alternativ kann ein flüssigkeitsdichter, aber atmungsaktiver Überzug eingesetzt werden
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Geeignet bis zu einem maximalen Körpergewicht von 80 kg

SUNMED  **TRULIFE**

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf

Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: produktanfrage@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464

RUFEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE!