

# MODU®

Die Mobile Pflegedusche



- ➔ Mobile Pflegedusche für den Einsatz in großen Pflegeeinrichtungen und Spitälern
- ➔ Flexibler Einsatz, auch in der häuslichen Pflege
- ➔ Ermöglicht die tägliche Körperdusche für bettlägrige Menschen



Die mobile Pflegedusche ermöglicht einfach und flexibel die tägliche Körperdusche und -pflege von bettlägerigen Menschen.

MODU® eignet sich für den Einsatz bei häuslicher Pflege und in großen Pflegeeinrichtungen und Spitälern.

Die MODU® Pflegedusche besteht aus Duschsysteem und Bettwanne.



## Technische Daten

### Duschsysteem

- Frisch- und Abwasserbehälter aus medizinischem, rostfreiem Edelstahl
- Für den täglichen Krankenhaus-Einsatz entwickelt – adaptiv mit PALL® Sterilwasser-Filter für Intensivpflege verfügbar
- Kunststoff-Lenkrolle, rostfrei, mit Feststeller, Rad mit thermoplastischem Gummi. Laufbelag, Polypropylen Radkörper
- 3,5" Color Touchscreen
- Netzanschluss 230 V
- Leistung 3 kW
- Schutzklasse IP 44
- LxBxH: 70x40x75 cm
- Gewicht 60 kg

### Bettwanne

- Aus medizinischem Textil
- Wieder verwendbar
- Mit 90°C waschbar, Trockner geeignet
- Desinfektion mit allen gängigen Desinfektionsmitteln möglich.
- LxB: 200x90 cm
- Sondergröße auf Wunsch möglich

