

ThevoChair

Der Demenz-Sessel



Professionelle Pflege mit dem Bewegungs-Sessel mit Schaukelfunktion

- ➡ Viele Demenzkranke sind ausgeglichener und aufnahmefähiger
- ➡ Weniger Betreuungsaufwand für Angehörige und Pflegepersonal
- ➡ Keine Nebenwirkungen - Medikamente können evtl. reduziert werden
- ➡ Hohe Standfestigkeit - große Sicherheit
- ➡ Qualitätsprodukt von Thomashilfen



ThevoChair

Der Demenz-Sessel

Wissenschaftliche Studien beweisen: Schaukelbewegungen lindern die Symptome einer Demenzerkrankung. Der Betroffene ist ausgeglichener und aufnahmefähiger, Angst und Depressionen werden reduziert. Durch die sanfte Schaukelbewegung werden die Gelenke wie Fuß-, Knie- und Hüftgelenk schonend bewegt.

Komponenten



Rücken mit MiS Micro-Stimulation® lässt den Demenzkranken seinen Körper besser fühlen. Dies verstärkt den positiven Aspekt der Schaukelbewegung.



Sanftes Schaukeln mit geringem Kraftaufwand dank spezieller Pendel für schonende Bewegung vieler Gelenke.



Drehteller ist um 360 Grad schwenkbar und bietet einen großen Aktionsradius, sowie gefahrloses Hinsetzen und Aufstehen.



Hocker (optional) schwingt mit und bietet zusätzliche Bewegungsimpulse.



Sicherheit
Schaukeln ohne Risiko durch hohe Standfestigkeit.
Kein Verletzungsrisiko durch Schaukelkufen.



Stoff
Der atmungsaktive Stoff ist abwaschbar, desinfizierbar, feuchtigkeitsabweisend und feuerhemmend.

Professionelle Pflege mit dem Bewegungs-Sessel mit Schaukelfunktion

- ➔ Viele Demenzkranke sind ausgeglichener und aufnahmefähiger
- ➔ Weniger Betreuungsaufwand für Angehörige und Pflegepersonal
- ➔ Keine Nebenwirkungen - Medikamente können eventuell reduziert werden
- ➔ Hohe Standfestigkeit - große Sicherheit

SUNMED

Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH
Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf
Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien
Internet: www.sunmed.at - Email: office@sunmed.at
24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464



Wach und aufmerksam

Je länger der Betroffene schaukelt, umso mehr steigt seine Aufmerksamkeit. Die bessere Durchblutung und die Bewegung fördern den Gleichgewichtssinn und reduzieren das Sturzrisiko. Die Patienten sind wacher und haben einen besseren Tag-/Nachtrhythmus.

Weniger Medikamente - weniger Nebenwirkungen

Mit ansteigender Schaukeldauer kann auf Antidepressiva verzichtet werden. Bereits ab einer Schaukelzeit von 80 Minuten täglich lassen Depressionen und Angstzustände deutlich nach.

Technische Daten

ThevoChair

Rückenhöhe	65 cm
Höhe (gesamt, mit Hülse)	107 cm
Höhe (ohne Hülse)	105 cm
Breite (gesamt)	73 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzbreite	55 cm
Rückenwinkel	29°/33°
Sitzhöhe (mit Hülse)	48 cm
Sitzhöhe (ohne Hülse)	46 cm
max. Belastbarkeit	ca. 140 kg

Hocker (Zubehör)

Höhe (max)	40 cm
Breite	44 cm
Tiefe	44 cm



Thomashilfen



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten - © Sunmed 2015 / SM-THCH-15V02