


# SUNMED *TrioCover*

*Einfach aber wirksam!*



✓ Thermoelastischer dreilagig ausgefertigter Schaumstoff

✓ Atmungsaktiver- und bakteriendichter Überzug

✓ Gesunde und natürliche Körperhaltung in der Schlaf- und Entspannungsphase

✓ Reduziert Schmerzen und den Auflagedruck

# SUNMED *TrioCovery*

**Einfach aber wirksam!**

## Vorteile für Patienten:

- ✓ individuelle Anpassung an die Körperform
- ✓ optimale Weichlagerung
- ✓ extraweicher und gekennzeichnete Fersenbereich
- ✓ hautschonender Überzug
- ✓ kostengünstig

## Vorteile für das Personal:

- ✓ einfach zu reinigen
- ✓ Bettfunktionen werden nicht eingeschränkt
- ✓ Überzug austauschbar
- ✓ jede therapeutische Lagerung möglich

## Indikationen:

- ✓ Schmerztherapie
- ✓ Dekubitusprophylaxe
- ✓ Weichlagerung
- ✓ Kachexie
- ✓ Orthopädie

## Die kostengünstige und einfache Dekubitustherapie:

Der hochwertige Schaumstoffkern ist dreilagig ausgefertigt, der thermoelastische Schaumstoff passt sich individuell an die Körperform an und ermöglicht so eine gezielte Druckentlastung der Haut.

Der Überzug ist wahlweise flüssigkeitsdicht aber atmungsaktiv (Inkontinenzbezug) oder aus Frottee (Antiallergikerbezug). Die Überzüge sind waschbar bis 95°C, tumblerfest, chemisch reinigungsbeständig. Der Inkontinenzbezug kann auch mit jedem handelsüblichen Flächendesinfektionsmittel bearbeitet werden.



## Bestellnummern:

Produktbezeichnung	Maße	Überzug	Bestellnummer
TrioCovery 15 Standard	200x90x15	Inko od. Frottee	TC 2009015 N
TrioCovery 15 Soft	200x90x15	Inko od. Frottee	TC 2009015 S
TrioCovery 15 Max	200x90x15	Inko od. Frottee	TC 2009015 M
TrioCovery 12 Standard	200x90x12	Inko od. Frottee	TC 2009012 N
TrioCovery 12 Soft	200x90x12	Inko od. Frottee	TC 2009012 S
TrioCovery 12 Max	200x90x12	Inko od. Frottee	TC 2009012 M
Sondermaß	210x90x15/12	Inko od. Frottee	TC 2109015/12
Sondermaß	220x90x15/12	Inko od. Frottee	TC 2209015/12
Sondermaß	190x90x15/12	Inko od. Frottee	TC 1909015/12
Sondermaß	180x90x15/12	Inko od. Frottee	TC 1809015/12

Sonstige Größen auf Anfrage



Sunmed Medizintechnische Produkte GmbH  
 Sanitätsfachhandel & Pflegebedarf  
 Jochen-Rindt-Straße 25, A-1230 Wien  
 Internet: [www.sunmed.at](http://www.sunmed.at) - Email: [office@sunmed.at](mailto:office@sunmed.at)  
 24-Stunden Hotline: +43 1 699 22 99, Fax: +43 1 253 3033 2464



Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Technische Änderungen vorbehalten - © Sunmed 2015 / SM-TRI-15V01