


# SUNMED

# XAIR<sup>®</sup>

HYBRID

Luftzellen-Sitzkissen  
für aktive Rollstuhlfahrer!



1 Viscoschaum-Zelle zur Entlastung des Kreuzbeins

2 Gelschaum-Zellen zur Entlastung der Sitzbeinhöcker

3 Einhandventil ermöglicht leichtes Öffnen und Schließen (Ventilklappe kann beim Öffnen nicht herunterfallen)



*A. Breer*  
Annabel Breer  
Nationalspielerin  
Rollstuhlbasketball



OFFICIAL SPONSOR

German  
Wheelchairbasketball  
National Teams



Funke  
MEDICAL

**Bezug:**  
 ○ Abnehmbar  
 ○ Waschbar bis 60°

Ultraschall verschweißte  
Nähte an der Oberseite

Mesh<sup>3</sup>-Gewebe zur  
Klimaregulierung

Wasserdichter und  
dennoch atmungsaktiver  
Bezug

HR-Foam

Individuell einstellbar  
durch Ventil  
(Einhandbedienung)

Anti-Slip-Unterseite

Einzigartige GELTOUCH®-  
Technologie mit Cooling-Effekt

Hyperelastischer 3-schichtiger  
Schaumkern: Oberplatte aus  
GELTOUCH®-Foam

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur  
Schmerztherapie

Bis Stadium 4  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko  
(Norton-, Braden-,  
Waterlow-Skala)

Größe		Art. - Nr.	
Breite x Tiefe x Höhe		Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	XAIR3840	45 x 44 x 8	XAIR4544
40 x 40 x 8	XAIR4040	45 x 46 x 8	XAIR4546
40 x 42 x 8	XAIR4042	46 x 51 x 8	XAIR4651
41 x 46 x 8	XAIR4146	48 x 42 x 8	XAIR4842
42 x 40 x 8	XAIR4240	48 x 44 x 8	XAIR4844
42 x 42 x 8	XAIR4242	48 x 46 x 8	XAIR4846
42 x 44 x 8	XAIR4244	50 x 42 x 8	XAIR5042
42 x 46 x 8	XAIR4246	51 x 44 x 8	XAIR5144
42 x 52 x 8	XAIR4252	51 x 46 x 8	XAIR5146
45 x 42 x 8	XAIR4542	52 x 52 x 8	XAIR5252



Offener, atmungsaktiver  
GELTOUCH®-Foam +  
HR-Foam +  
Visco-Foam+



Autoklavierbar



Bezugsmaterial viren- und  
bakterienföchtig  
gem. ASTM  
1670 + 1671



Wasserdicht,  
dennoch  
atmungsaktiv



Bi-elastischer Bezug  
zur Minimierung  
der Scherkräfte



Optimierte  
Druckentlastung



Wartungsfrei



Schwer  
entflammbar  
(EN 581 Teil 1+2)



CE-Kennzeichnung



Sehr leicht



Patientengewicht:  
0 bis 200 kg

\*Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften  
des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

Alle hier angeführten Markennamen unterliegen im allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtlichem Schutz. Sunmed übernimmt keine Haftung für Druckfehler und dafür, dass die Vertragsprodukte gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Druckhersteller: Sunmed GmbH/Eigendruck - Technische Änderungen vorbehalten © Sunmed 2024 / SM-XAI-24V03